

RESMED



S8 SZYBKIE SPOJRZENIE

	S8 Escape™	S8 Elite™	S8 AutoSet Spirit™
Rodzaj terapii			
CPAP – wspomaganie oddechu w czasie snu	✓	✓	✓
APAP z AutoSet™			✓
Elementy integracyjne HumidAire 3i			
Autodetekcja HumidAire 3i		✓	✓
Element grzewczy/chłodzący		✓	✓
Elementy główne			
Wykrywa bezdech, sptykania oddechu, ograniczenia przepływu i chrapania		✓	✓
Reaguje na bezdech, ograniczenia przepływu i chrapanie			✓
Wejście DC 412V lub 24V poprzez przetwornik DC-12 ResMed (dodatkowa opcja)	✓	✓	✓
System przypominania pacjentowi	✓	✓	✓
System przypominania dostosowany do indywidualnych potrzeb		✓	✓
SmartStart™/Stop		✓	✓
Smart Data™		✓	✓
Ustawianie wysokości geograficznej	Ręczne	Automatyczne	Automatyczne
Automatyczny wskaźnik ciśnienia	Standard	Zaawansowane	Zaawansowane
Ustawienia zdalne i przesyłanie danych			
Karta danych ResScan	✓	✓	✓
ResControl™ II		✓	✓
Embletta™		✓	✓
Zapisywanie danych			
Całkowita ilość godzin i sesji	✓	✓	✓
Sesje danych użytkownika	180	365	365
Sesje danych zbiorczych (AHI, przeciekanie i ciśnienie)		365	365
Sesje danych szczegółowych (AHI, przeciekanie i ciśnienie)		5	5
Zgodność oddech do oddechu		✓	✓

Inne podstawowe cechy systemu S8

Połączenia z PC: moduł szeregowy, moduł USB (jeśli zastosowano) **Dane techniczne:** 12V lub 24V DC poprzez przetwornik DC-12 ResMed, Ramp (0-45, 5-min przyrosty), ustawienia w trybie AutoSet (0-45, 5-min przyrosty), wyświetlacz LCD z podświetlaniem, **Wielojęzyczne menu:**

Kompatybilność odłączanego przewodu zasilającego maskę ResMed: Wszystkie maski nosowe, wszystkie poduszki nosowe, wszystkie maski pełnotwarzowe (z wyjątkiem wersji bez wentylacji)

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 LUB 1 800 424 0737 (linia bezpłatna), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia, +61 (2) 8884 1000 lub 1 800 658 189 (linia bezpłatna). Biura w Austrii, Finlandii, Francji, Niemczech, Hong Kongu, Japonii, Malezji, Holandii, Nowej Zelandii, Singapurze, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii (szczegóły na stronie internetowej). Rejestracja wzoru i patenty oczekujące. S8, S8 Escape, S8 Elite, S8 Spirit, HumidAire 3i, ResScan, ResControl II, Smart/Start, Smart Data AutoSet i Mirage Swift są znakami towarowymi ResMed Ltd. Embletta jest zarejestrowanym znakiem towarowym Medcare Flaga. Specyfikacje mogą się zmieniać bez powiadomienia. ©2005 ResMed Ltd. 1010367/1 05 07



Wprowadzenie ResMed

System S8™

Niewielki rozmiar bez kompromisów

Wszystko, czego oczekujesz od ResMed—i jeszcze więcej ...

... w małym urządzeniu

'Mały, ale o perfekcyjnym kształcie'—Systemy S8™ ResMed odmieniają kształt terapii CPAP. S8, zintegrowany z maską ResMed, HumidAire 3i™ i odpowiednio dobranymi dla pacjenta opcjami, jest najmniejszym i najbardziej wszechstronnym dostępnym systemem stosowanym w terapii OSA.

...i po co kompromisy jeśli możesz również mieć:

- sprawdzoną jakość i niezawodność ResMed
- unikalny system kontrolowania pacjenta—Twój Osobisty asystent
- wyjątkowy system przypominania
- Karta danych ResScan™ z możliwością zdalnego programowania i przesyłania danych
- cicha terapia
- DC wejścia 12V lub 24V poprzez przetwornik DC-12V ResMed
- zakres ciśnienia 4–20cm H2O
- możliwość wyboru terapii CPAP lub AutoSet™.



Co za różnica jeśli zrobi to Twój Osobisty asystent?

Ponieważ nie zawsze możesz osobiście opiekować się swoim pacjentem przez całą dobę, ResMed stworzył Osobistego asystenta—łatwy do stosowania system kierowania pacjentem.

Unikalne połączenie zarządzania danymi i elementami systemu zrobi wszystko to, czego oczekujesz od Osobistego asystenta—i jeszcze więcej!

Twój Osobisty asystent—prosty, bezpieczny, wszechstronny!

- szeroki zakres danych dostosowywania
- Karta danych ResScan z możliwością zdalnego programowania i przesyłania danych
- wyjątkowy system przypominania pacjentowi
- wprowadzanie i przesyłanie danych na PC
- przechowywanie danych w urządzeniu, nie na karcie

Nawilżanie—nie można tego zrobić łatwiej

Połączenie S8 i HumidAire 3i to być może najmniejszy dostępny zintegrowany system przy zachowaniu innych funkcji, nasz projekt ogrzewania podwójną spiralą oznacza, że nie zrezygnowano z funkcji nawilżania.

Unikalny projekt wieczka i łatwe programowanie spełnia wszystkie potrzeby Twoich pacjentów. HumidAire 3i zapewnia skuteczną i wydajną terapię, która zawsze działa!

Poręczny i kształtny HumidAire 3i ResMed dodatkowo nadaje nowoczesnego wyglądu systemowi S8.

- unikalna przykrywka umożliwiająca napełnianie bez zdejmowania rury
- bez dodatkowych przewodów zasilających
- łatwe programowanie
- duża pojemność, wysoka wydajność nawilżania

Wszystko spakowane i gotowe do drogi

System S8 ResMed—swoboda i elastyczność, której oczekują Twoi pacjenci.

Niewielkie rozmiary, mały ciężar i jednocześnie trwałość sprawia, że S8 doskonale nadaje się do podróży.

S8 ze wszystkimi swoimi akcesoriami nie zajmie dużo miejsca nawet na stoliku nocnym, jest więc idealny do użytku w każdym miejscu.

- wejście 12V lub 24V DC poprzez przetwornik DC-12V ResMed—samochód, łódź, ciężarówka, itp.
- automatyczny przełącznik zasilania 100–240V w podróży do różnych krajów
- ekskluzywna torba do przenoszenia w różnych opcjach
- programowanie wysokości geograficznej
- spełnia wymagania FCC część 15, klasa B do użytku w samolotach*

*Przed użyciem w samolocie, skonsultuj się z działem usług medycznych przewoźnika.