



### STANDARD




USTAWIĆ W LINII  
Z DOLNĄ CZĘŚCIĄ NOSA

### LARGE



USTAWIĆ W LINII  
Z DOLNĄ CZĘŚCIĄ NOSA


### SHALLOW



USTAWIĆ W LINII  
Z DOLNĄ CZĘŚCIĄ NOSA

### SHALLOW-WIDE

(tylko maska Ultra Mirage II)



USTAWIĆ W LINII  
Z DOLNĄ CZĘŚCIĄ NOSA

Ultra Mirage II  
Mirage Activa

SZABLON DOPASOWANIA MASKI

**RESMED**

www.resmed.com

Aby wybrać właściwy rozmiar maski, po przyłożeniu szablonu do twarzy, należy:



1  
Sprawdzić, czy występują  
niewielkie odstępki  
na wysokości nozdrzy



2  
Sprawdzić, czy występują  
niewielkie odstępki  
od grzbietu nosa